

Научно-производственная фирма «Медицина-Техника»

ОКП 94 4310

МИКРОКОЛОРИМЕТР
МЕДИЦИНСКИЙ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МКМФ – 02

Формуляр
2Т2.853.036 ФО

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Комплектность	4
3. Свидетельство о приемке	5
4. Свидетельство о консервации	6
5. Свидетельство об упаковке	6
6. Гарантии изготовителя (поставщика)	6
7. Сведения о рекламациях	7
8. Учет технического обслуживания	8
9. Поверка	9
Гарантийный талон	11

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический
МКМФ-02 рекомендован к применению в медицинской
практике. Регистрационное удостоверение Мин-
здравоохранения РФ № ФСР 2007/00025.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации микроколориметра медицинского фотоэлектрического МКМФ-02 2Т2.853.036 РЭ.

1.2. Формуляр должен постоянно находиться в ведении лица, которому поручена эксплуатация микроколориметра медицинского фотоэлектрического МКМФ-02 (в дальнейшем — прибор).

1.3. Все записи в таблицах формуляра производят только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки прибора должен соответствовать указанному в табл.1.

Т а б л и ц а 1

Наименование	Обозначение документа	Вариант исполнения		Примечание
		основной	расширенный	
1. Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02	2Т2.853.036	1	—	
2. Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02(М)	2Т2.853.036-01	—	1	
Принадлежности				
3. Кювета стеклянная	2Т3.993.079	2	2	
4. Кювета пластмассовая	2Т3.993.080	10	10	
5. Светофильтр «340»	2Т5.940.184-06	—	1	
6. Светофильтр «405»	2Т5.940.184-07	—	1	
7. Светофильтр «425»	2Т5.940.156	1	—	
8. Светофильтр «458»	2Т5.940.156-03	1	1	
9. Светофильтр «515»	2Т5.940.156-04	1	1	
10. Светофильтр «540»	2Т5.940.156-02	1	1	
11. Светофильтр «570»	2Т5.940.156-01	1	1	
12. Светофильтр «610»	2Т5.940.156-05	1	1	

Наименование	Обозначение документа	Вариант исполнения		Примечание
		основной	расширенный	
13. Заглушка	2Т8.642.056	1	1	
Запасные части				
14. Вставка плавкая ВП-1-1,0 А	АГ0.481.303.ТУ	2	2	
15. Лампа ОП8-9	ТУ 16-545.151	1	1	
Эксплуатационная документация				
16. Руководство по эксплуатации	2Т2.853.036 РЭ	1	1	
17. Формуляр	2Т2.853.036 ФО	1	1	
18. Инструкции по поверке	2Т2.853.036 ДЗ	1	1	

Примечание. 1. Пластмассовые кюветы предназначены для методик, в которых не используются агрессивные реактивы (например, определение гемоглобина, общего белка и пр.).

2. Стеклянные кюветы предназначены для любых методик, в том числе и с агрессивными реактивами (например, определение холестерина по реакции с уксусным ангидридом (метод Илья), определение глюкозы ортотолуидиновым методом с трихлоруксусной кислотой).

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 исполнение Расширенное заводской номер 807 соответствует техническим условиям ТУ 9443-005-39474748-2007 и признан годным для эксплуатации.



Дата изготовления

сентябрь 2015

(личное подписание ответственных должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделий)

рантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика):

прибор с ЗИП, ом и комплектом эксплуатационной документации;

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона (факса),

Ф.И.О. исполнителя для связи;

описание дефекта.

7.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в

табл. 2.

Таблица 2

[illegible]

Количество часов	Меры,	Приме
не- или	Меры,	Приме

Дата исправления	Дата возникновения ошибки	Дата рекламации
---------------------	---------------------------------	--------------------

[illegible]

100

100

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:51 11 November 2014

[illegible]

Дата отказа или возникновения неисправности	Количество часов работы прибора до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание
---	---	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------

8. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а 3

Дата	Вид технического обслуживания	Замечание о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

9. ПОВЕРКА

Наименование изделия МКМФ-02

Заводской номер 807

Год выпуска 2015

Результаты поверки

Т а б л и ц а 4

Дата поверки	Заключение поверителя	Фамилия, подпись, клеймо поверителя
16 ДЕК 2015	погр	Смирнова 175

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

Регистрационный номер аттестата аккредитации 019 от 15.08.2011 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 0236546

Действительно до "16" декабря 2016 г.

Средство измерений Микроколориметр медицинский фотоэлектрический
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном

МКМФ-02,
информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав средства измерений входят

госреестр № 12046-07
несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки _____
(если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 807

поверено с.м. на обороте
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений

поверено в соответствии с 272.853.036 ДЗ "Микроколориметры медицинские
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

фотоэлектрические МКМФ-02. Методика поверки"

с применением эталонов: комплект светофильтров КС-105 №ХР0002 ПГ +/- 0,25 %
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии),

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха 22 °С,
приводит перечень влияющих

относительная влажность 45 %, атмосферное давление 102 кПа
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (нередничечной) поверки признано
соответствующим установленным в описании типа метрологическим
требованиям и пригодным к применению в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений.



Начальник отдела 433
должность

В.П. Лукьянов
Инициалы, фамилия

Поверитель Г.Н. Смирнова
Подпись Инициалы, фамилия

Дата поверки "16" декабря 2015 г.

ООО «Научно-производственная фирма «Медицина-Техника»
195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7, тел/факс (812) 542-29-71
Р/с 40702810910000005857 в филиале «Петровский»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810400000000766, ИНН 7802080155, КПП 780201001
БИК 044030766, код по ОКВЭД 33.10.1, код ОКПО 39474748

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02
ТУ 9443-005-39474748-2007

Номер и дата выпуска 807 октябрь 2015
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

М. П.

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

М. П.

Подпись и печать руководителя учреждения-владельца