

ОКП 94 4310

МИКРОКОЛОРИМЕТР
МЕДИЦИНСКИЙ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МКМФ – 02

Формуляр

2Т2.853.036 ФО

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Комплектность	4
3. Свидетельство о приемке	5
4. Свидетельство о консервации	6
5. Свидетельство об упаковке	6
6. Гарантии изготовителя (поставщика)	6
7. Сведения о рекламациях	7
8. Учет технического обслуживания	8
9. Проверка	9
Гарантийный талон	11

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический
МКМФ-02 рекомендован к применению в медицинской
практике. Регистрационное удостоверение Мин-
здравоохранения РФ № ФСР 2007/00025.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации микроколориметра медицинского фотоэлектрического МКМФ-02 2Т2.853.036 РЭ.

1.2. Формуляр должен постоянно находиться в ведении лица, которому поручена эксплуатация микроколориметра медицинского фотоэлектрического МКМФ-02 (в дальнейшем — прибор).

1.3. Все записи в таблицах формуляра производят только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки прибора должен соответствовать указанному в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование	Обозначение документа	Вариант исполнения		Примечание
		основной	расширенный	
1. Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02	2Т2.853.036	1	—	
2. Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02(М)	2Т2.853.036-01	—	1	
Принадлежности				
3. Кювета стеклянная	2Т3.993.079	2	2	
4. Кювета пластмассовая	2Т3.993.080	10	10	
5. Светофильтр «340»	2Т5.940.184-06	—	1	
6. Светофильтр «405»	2Т5.940.184-07	—	1	
7. Светофильтр «425»	2Т5.940.156	1	—	
8. Светофильтр «458»	2Т5.940.156-03	1	1	
9. Светофильтр «515»	2Т5.940.156-04	1	1	
10. Светофильтр «540»	2Т5.940.156-02	1	1	
11. Светофильтр «570»	2Т5.940.156-01	1	1	
12. Светофильтр «610»	2Т5.940.156-05	1	1	

Наименование	Обозначение документа	Вариант исполнения		Примечание
		основной	расширенный	
13. Заглушка	2Т8.642.056	1	1	
Запасные части				
14. Вставка плавкая ВП-1-1,0 А	АГ0.481.303.ТУ	2	2	
15. Лампа ОП8-9	ТУ 16-545.151	1	1	
Эксплуатационная документация				
16. Руководство по эксплуатации	2Т2.853.036 РЭ	1	1	
17. Формуляр	2Т2.853.036 ФО	1	1	
18. Инструкция по поверке	2Т2.853.036 ДЗ	1	1	

П р и м е ч а н и е . 1. Пластмассовые кюветы предназначены для методик, в которых не используются агрессивные реактивы (например, определение гемоглобина, общего белка и пр.).

2. Стеклянные кюветы предназначены для любых методик, в том числе и с агрессивными реактивами (например, определение холестерина по реакции с уксусным ангидридом (метод Ильяка), определение глюкозы ортотолуидиновым методом с трихлоруксусной кислотой).

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 исполнен
ние _____ заводской номер _____ соответствует
(основное/расширенное)

техническим условиям ТУ 9443-005-39474748-2007 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата изготовления _____

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 исполнение _____ заводской номер _____ подписант (основное/расширенное) _____ консервации согласно на _____ (наименование предприятия, производившего консервацию) требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации _____
Наименование консерванта _____
Срок защиты при условиях хранения 2 ГОСТ 15150 - 4 года
Консервацию произвел _____ (подпись)
Изделие после консервации принял _____ (подпись)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 исполнение _____ заводской номер _____ упакован на _____ (основное/расширенное) _____ согласно требованиям, (наименование предприятия, производившего упаковывание) _____ предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания _____
Упаковывание произвел _____ (подпись)
Изделие после упаковывания принял _____ (подпись)

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1. Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 принят службой технического контроля предприятия-изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных требованиями технических условий и указанных в руководстве по эксплуатации 2Т2.853.036 РЭ.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи прибора.

6.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) безвозмездно ремонтирует прибор на производственной базе изготовителя (поставщика).

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика):
прибор с ЗИП'ом и комплектом эксплуатационной документации;
заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона (факса), Ф.И.О. исполнителя для связи;
описание дефекта.

7.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в табл. 2.

Таблица 2

Дата отказа или возникновения неисправности	Количество часов работы прибора до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

8. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а 3

Дата	Вид технического обслуживания	Замечание о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

9. ПОВЕРКА

Наименование изделия _____
 Заводской номер _____
 Год выпуска _____

Результаты поверки

Т а б л и ц а 4

Дата поверки	Заключение поверителя	Фамилия, подпись, клеймо поверителя

ООО «Научно-производственная фирма «Медицина-Техника»
195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7, тел/факс (812) 542-29-71
Р/с 40702810910000005857 в филиале «Петровский»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810400000000766, ИНН 7802080155, КПП 780201001
БИК 044030766, код по ОКВЭД 33.10.1, код ОКПО 39474748

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02
ТУ 9443-005-39474748-2007

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

М. П.

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

М. П.

Подпись и печать руководителя учреждения-владельца